



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN INTERNO

N° 03804

Condiciones Ambientales

Humedad: 51%

Temperatura: 32 °C

Presión Barométrica: 724,1 mmHg

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Denominación: WET TEST METER		Código Interno: GAS-EQP-70-001
Fabricante: Petroleum Analyzer Company	Modelo: 63126	División: -----
Rango de Medición: (0-3330)L	Serial: -----	Escalón de Verificación: -----
Clase: -----	Resolución: -----	Error Máx. Permisible: $\pm 1\%$

INFORMACIÓN DE LA CALIBRACIÓN

Método/Metodología empleada: Calibración realizada según lo establecido en el Manual de Uso y Funcionamiento del Equipo Wet Test Meter MUF-24-0.

Trazabilidad:

Patrones utilizados	Código	Vencimiento
Balón Aforado de 2000 ml. Pyrex. Clase A. Serial: 5642	DCA-CRV-08-001	SEPTIEMBRE 2016

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

La calibración fue realizada en el Laboratorio de Hidrolab Toro Consultores, C.A., que se encuentra ubicada en la Calle Silva entre Av. Montes de Oca y Carabobo, Edificio Hielo El Polo, local C. La Candelaria. Valencia-Edo. Carabobo.

N° DE MUESTRA	DATOS DEL DEPÓSITO DE AGUA		DATOS DEL WET TEST METER						VOLUMEN ACTUAL DEL MEDIDOR (Vm nd) Litros	PORCENTAJE DE ERROR (%)
	Temperatura (Tj)		Temperatura (Tm)		Lectura del Manómetro (ΔPm) mmH ₂ O	Medidor de Lectura				
	°C	°K	°C	°K		Final (Vf) Litros	Inicial (Vo) Litros	Vm nd Litros		
1	33	306.2	32	305,2	0.2	2000	0,000	2000	1993	0.35
2	33	306.2	32	305,2	0.2	2004	0,000	2004	1993	0.55
3	33	306.2	32	305,2	0.2	2006	0,000	2006	1993	0.65
4	33	306.2	32	305,2	0.2	2000	0,000	2000	1993	0.35
5	33	306.2	32	305,2	0.2	2000	0,000	2000	1993	0.35
6	33	306.2	32	305,2	0.2	2004	0,000	2004	1993	0.55
7	33	306.2	32	305,2	0.2	2006	0,000	2006	1993	0.65
8	33	306.2	32	305,2	0.2	2000	0,000	2000	1993	0.35
									Promedio	0,47

OBSERVACIÓN

El promedio del porcentaje de error no debe exceder de $\pm 1\%$.

Fecha de Calibración: 24 de Febrero de 2.016

Fecha de Próxima Calibración: 24 de Febrero de 2.017

Se emite el presente certificado interno a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año 2016.

Calibrado por:
Nombre: Téc. Eloy Muxica.
Cargo: Técnico de Campo

Aprobado por:
Nombre: Msc. Ing. Miguel Mura.
Cargo: Director Gerente y Técnico.

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005, garantizándose la competencia técnica del laboratorio, la Trazabilidad a Patrones Nacionales de Medida según el Manual de Uso y Funcionamiento del Equipo.

La representación de este certificado se realiza únicamente en la aprobación, por el Laboratorio de Hidrolab Toro Consultores, C.A.

El certificado de calibración se relaciona únicamente a las mediciones y a los resultados de las mediciones realizadas durante la calibración.

RCA-21-0



HIDROLAB TORO
CONSULTORES, C.A.
RIF: J-07584620

FE: 15/08/2002
FUR: 09/06/2014
N° REV.: 04